

ГОЛОЦИТ

Программное обеспечение анализа данных
цифровой голографической микроскопии

Краткое руководство

Начало работы за пять шагов

Версия **1.0.0-rc1**

Дата **20.09.2026**

Запуск

Программа не устанавливается в систему. Откройте папку с приложением и запустите ГОЛОЦИТ.exe (или ГОЛОЦИТ.bat, если вы работаете из исходников).

Откроется чёрное окно с адресом и следом за ним — окно браузера с программой. Чёрное окно закрывать нельзя: пока оно открыто, программа работает. Закроете его — программа остановится.

Шаг 1. Открыть эксперимент

Два пути.

- Открыть демонстрационный эксперимент — сразу загружаются настоящие данные HoloMonitor M4, входящие в поставку. Микроскоп для этого не нужен.
- Открыть — укажите путь к своему каталогу эксперимента Hstudio. Это папка, внутри которой лежат imagedb.xml и подпапка Storage.

Шаг 2. Посмотреть, что найдено

Программа покажет название эксперимента, число кадров, размер изображения, формат и — самое важное — состояние калибровки.

Если написано «Калибровка не найдена», это не поломка. Просто в данных эксперимента нет размера пикселя и длины волны, поэтому программа не будет показывать величины в микрометрах и пикограммах. Счёт объектов, геометрия в пикселях и сдвиг фазы считаются как обычно.

Если калибровка вашего прибора известна, раскройте «Калибровка прибора и ввод недостающих значений» и введите четыре числа. В отчёте они будут помечены как заданные оператором.

Шаг 3. Анализировать

Нажмите Анализировать. Полоса прогресса покажет, какой кадр обрабатывается. Один кадр занимает около двух секунд.

Если какой-то файл повреждён, программа его пропустит и продолжит с остальными, а в конце сообщит, сколько файлов пропущено.

Шаг 4. Результат

- число обработанных кадров и найденных объектов;
- основные показатели с пометкой категории: А — измерено из карты фазы, В — требует калибровки, С — вычислено программой;
- графики распределений;

- галерея кадров с разметкой. Нажмите на любой, чтобы увеличить.

Шаг 5. Выгрузка

- Экспорт CSV — таблица по каждому объекту. Рядом сохраняется файл метаданных: версия программы, калибровка, настройки анализа.
- Сформировать PDF — отчёт на четырёх страницах.

Оба файла попадают в папку out рядом с программой.

Если что-то не так

Все подробности пишутся в logs/holocyt.log. Если программа сообщила об ошибке — загляните туда, там причина.

Полная самодиагностика: SELF_CHECK_WINDOWS.bat.